

L'ÉCHOGRAPHE PORTABLE POUR LES CABINETS ET MAISONS DE SANTÉ : ORCHEO LITE

FICHE TECHNIQUE

Sonoscanner a développé un modèle d'échographe portable dédié aux cabinets libéraux. Cet appareil est utilisé chaque jour par plus de 800 médecins Français pour affiner leur diagnostic clinique, vérifier les patientèles à risque et émettre des rapports avec iconographie.



Echographe portable avec sonde HD. Visualisation du ventricule gauche du coeur grâce au mode Doppler couleur.

ORCHEO LITE :

Ecran couleur HD 15 pouces, 5kg, jusqu'à 3 sondes actives, 1h30 d'autonomie back to back

■ ■ Conception et Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉCHOGRAPHE :

- Technologie totalement numérique de dernière génération sur 12 bits
- Rapports intégrés, personnalisable
- Modèles de rapports par les plus grands spécialistes Français
- Imagerie mode B, TM,
- Doppler PW, Couleur, Energie, Energie Directionnel
- Optimisation de l'image en 1 click
- Imagerie en mode Duplex et Triplex
- Imagerie harmonique des tissus
- Zoom lecture, écriture
- Imagerie linéaire trapézoïdale
- Logiciel d'archivage, stockage d'images en boucles ou par fréquence
- Exclusif RTAS+ pour la réduction adaptative du speckle
- Disque dur SSD 250 GB
- 2 Sorties USB
- Sortie Ecran extérieur
- Gestion de l'impression
- Fonctionnement autonome (pas de connexion internet requise)
- Fonctionnement continu possible avec bloc secteur
- Sondes de dernière génération composite
- Sondes Pulmonaires
- Sondes Abdominales
- Sonde Cardiaque
- Sondes Vasculaires
- Sonde Gynécologique
- Valises de transport sécurisées disponibles
- Chariot avec tablette dossier patient
- Design : Paris
- Fabrication : Ile de France

PLAN D'AIDE À L'ÉQUIPEMENT



SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound



Numéro de téléphone d'urgence : 06 01 24 46 24
Contact : Mme Martine Berdichevski,
Coordinatrice Nationale
m.berdichevski@sonoscanner.com
Commande sur le site : www.sonoscanner.com